


EndoFlow™ II

Hystérocopie, Cœlioscopie et Arthroscopie



- » Facilité le contrôle de la température du patient, prévient de l'hypothermie
- » Améliore la précision de l'acte chirurgical



Hystérocopie, Cœlioscopie et Arthroscopie

Procédures d'Hystérocopie, Coelioscopie et Arthroscopie

EndoFlow™ II

NOUVELLE GÉNÉRATION,
UN SYSTÈME UNIQUE DE GESTION DES FLUIDES

➔ **GESTION ET RÉGULATION PRÉCISE DE LA PRESSION**

- Réunit les meilleures conditions d'irrigation et de visibilité possible
- Pas d'effet pulsatoire dans la cavité opératoire

➔ **SIMPLICITÉ & FACILITÉ D'UTILISATION**

➔ **CHAUFFE ET MAINTIEN LA POCHE À 38° ±2**

- Optimise le temps de préparation
- Réduit la condensation sur l'endoscope
- Préviens le patient de l'hypothermie

➔ **DISPOSITIF D'ASPIRATION PAR POMPE A GALET**


HAUTES PERFORMANCES DE L'IRRIGATION

POIGNÉE :

- Ergonomique et intuitive à double piston
- Offre une aspiration stable et continue
- Contribue à une vision claire des cavités opératoires


CANULES :

- Excellente diffusion des liquides
- traitement de surface préservant les tissus
- DEHP Free / Sans Phtalate





Ø 10mm

Ø 5mm



Reconnaissance RFID



Set d'irrigation/aspiration Coelioscopie

Références	Description
SOLA2500ST12	Tubulure avec Poignée
Compatible	Canules de 3, 5 et 10 mm

Set d'irrigation/aspiration d'hystérocopie

Référence	Description
SOHY9202ST12	Irrigation simple percuteur - Aspiration par raccord type godet